

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Xpnpep3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqh7

Numéro d'article: CM0014980



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-XPNPEP3 (APP3). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; détecte l'humain, la souris, le rat. Pour la recherche sur l'aminopeptidase mitochondriale, la signalisation TNF et la néphronophtise.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	XPNPEP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	APP3; ICP55; NPHPL1; XPNPEP3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	63929
ID de gène	63929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de XPNPEP3 humain (NP_071381.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQH7
Poids moléculaire	57kDa
Expédition	Sac de glace