

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Xpo6 Pour Wb Et Elisa - Q96Qu8

Numéro d'article: CM0024204

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre XPO6 humain (Exportin-6 / EXP6 / RANBP20), validé pour Western blot (WB) et ELISA. Détecte le XPO6 humain et de souris. Convient pour la recherche sur le transport nucléocytoplasmique et la dynamique de l'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	XPO6 Lapin pAb
Remarques/Alias	XPO6; EXP6; RANBP20; exportin-6
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5159
ID de gène	23214
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 116-216 du XPO6 humain (NP_055986.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96QU8
Poids de la protéine	127kDa/128kDa
Expédition	Sac de glace