

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Xpot Pour Wb, Elisa - 043592

Numéro d'article: CM0014396

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'exportine-T (XPOT/XPO3) pour Western blot et ELISA. Réagit avec XPOT humain, murin et de rat. Idéal pour l'étude des mécanismes de transport d'export nucléaire des ARNt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	XPOT Rabbit pAb
Remarques / Alias	XPO3; XPOT
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	11260
GenelD	11260
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la XPOT humaine (NP_009166.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	043592
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace