

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Xrcc1 Pour Wb, Elisa - P18887

Numéro d'article: CM0011386



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre XRCC1, validé pour WB et ELISA. Détecte le XRCC1 humain, souris et rat, une protéine d'échafaudage clé dans la réparation des cassures de l'ADN simple brin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	XRCC1 Lapin mAb
Remarques/Alias	RCC; SCAR26; XRCC1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7515
ID de Gène	7515
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18887
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace