


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Xrcc1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18887

Numéro d'article: CM0013812



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre XRCC1, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la réparation de l'ADN et les cassures simple brin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	XRCC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RCC ; SCAR26 ; XRCC1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	7515
GenelD	7515
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 480-633 du XRCC1 humain (NP_006288.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18887
Poids protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace