

Anticorps Polyclonal Anti-Xrcc2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43543

Numéro d'article: CM0022321



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le XRCC2 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la réparation de l'ADN et la recombinaison homologue.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	XRCC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	FANCU; POF17; SPGF50; XRCC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7516
GeneID	7516
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-83 du XRCC2 humain (NP_005422.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43543
Poids Moléculaire	32 kDa
Expédition	Sac de glace