

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Xrcc3 Pour Wb Et Elisa - O43542

Numéro d'article: CM0019994



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant XRCC3 humain, une protéine clé de la réparation de l'ADN. Validé pour les applications Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche sur la recombinaison homologue et la stabilité génomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	XRCC3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CMM6; XRCC3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7517
ID du gène	7517
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 62-346 de XRCC3 humain (NP_001093588.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O43542
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace