


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Y14/Rbm8A Pour Wb, Elisa - Q9Y5S9

Numéro d'article: CM0002514



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre Y14/RBM8A humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude du complexe de jonction d'exon (EJC), de l'épissage des pré-ARNm et des voies de dégradation des ARNm médiée par le non-sens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Y14/RBM8A mAc Lapin
Remarques/Alias	TAR; Y14; RBM8; ZNRP; RBM8B; ZRNP1; BOV-1A; BOV-1B; BOV-1C; MDS014; DEL1q21.1; C1DELq21.1; Y14/RBM8A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9939
GeneID	9939
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de Y14/RBM8A humain (Q9Y5S9).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5S9
Poids Protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace