

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Yap1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46937

Numéro d'article: CM0003472



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-YAP1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Coactivateur transcriptionnel clé de la voie Hippo, du contrôle de la taille des organes et de la suppression tumorale. Immunogène protéique recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] YAP1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	YAP, YKI, COB1, YAP2, YAP-1, YAP65, P1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10413
GeneID	10413
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 155-504 de YAP1 humain (NP_001123617.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46937
Poids de la protéine	36 kDa-54 kDa
Expédition	Sac de glace