


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Yap1 Pour Wb - P46937

Numéro d'article: CM0006312



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-YAP1 (validé par KO) pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Détecte YAP1 humain, de souris et de rat. Cible les acides aminés 155-504. Idéal pour les études sur la signalisation Hippo, le contrôle de la taille des organes et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] YAP1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; P1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10413
GeneID	10413
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 155-504 de YAP1 humain (NP_001123617.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46937
Poids protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace