

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Yap1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46937

Numéro d'article: CM0014490



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain YAP1, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Reconnaît le coactivateur transcriptionnel YAP1 de la voie Hippo (P46937). Idéal pour la recherche en signalisation cellulaire et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	YAP1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; YAP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10413
GeneID	10413
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 155-504 de l'humain YAP1 (NP_001123617.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46937
Poids Moléculaire Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace