


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Yap1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46937

Numéro d'article: CM0018442



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre YAP1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation Hippo et le cancer.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	YAP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; YAP1
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	10413
Identifiant génique	10413
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 155-504 de YAP1 humain (NP_001123617.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P46937
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace