


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Yars Pour Wb, Ip, Elisa - P54577

Numéro d'article: CM0028740



Introduction

Ligase tyrosine--tRNA (YARS) Anticorps Polyclonal de Lapin validé pour WB, IP, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les aminoacyl-tRNA synthétases, la synthèse des protéines et la régulation de PARP1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	YARS Lapin pAb
Remarques/Alias	YRS; YTS; YARS; TYRRS; CMTDIC; IMNEPD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8565
GeneID	8565
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de YARS humain (NP_003671.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54577
Poids de la Protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace