


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Yb-1/Ybx1 Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P67809

Numéro d'article: CM0011873



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre YB-1/YBX1. Adapté pour WB, IP, IF, IHC, ELISA. Détecte YB-1 humain, de souris et de rat. Idéal pour les études sur le traitement de l'ARN, la régulation transcriptionnelle et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YB-1/YBX1 mAb de lapin
Remarques / Alias	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4904
Identifiant de gène	4904
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 225 et 324 de YB-1/YBX1 humain (P67809).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P67809
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace