


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Yb-1/Ybx1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P67809

Numéro d'article: CM0030076



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant YB-1/YBX1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la transcription, la biologie de l'ARN et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YB-1/YBX1 Lapin pAb
Remarques/Alias	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4904
GeneID	4904
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-55 de YB-1/YBX1 humain (NP_004550.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P67809
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace