

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ybey Pour Wb Et Elisa - P58557

Numéro d'article: CM0022768

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'endoribonucléase humaine YBEY, validé pour le Western blot et l'ELISA avec réactivité croisée vis-à-vis du rat, idéal pour la recherche sur la maturation de l'ARNr et le nucléole.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YBEY Lapin pAb
Remarques/Alias	C21orf57
Espèce	Humain
GeneID	54059
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 68-167 de YBEY humain (NP_478061.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P58557
Poids de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace