


Anticorps Polyclonal Anti-Yeats4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95619

Numéro d'article: CM0026623



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine YEATS4 (GAS41), un lecteur de chromatine au sein du complexe NuA4. Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte YEATS4 chez l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YEATS4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	YAF9; GAS41; NUBI-1; 4930573H17Rik; B230215M10Rik; YEATS4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8089
GeneID	8089
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-227 de la protéine humaine YEATS4 (NP_006521.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95619
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace