

Anticorps Monoclonal Anti-Yipf6 Pour Wb, Elisa - Q8Br70

Numéro d'article: CM0011723

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Yipf6 validé pour WB et ELISA contre la protéine YIPF6 de souris, une protéine membranaire de l'appareil de Golgi impliquée dans la stabilité de YIPF1 et YIPF2. Adapté à la recherche en DIV et au développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Yipf6 Rabbit mAb
Remarques / Alias	A430107J06Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	286451
GeneID	77929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-83 de la Yipf6 de souris (NP_997516.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8BR70
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac isotherme