

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Yipf6 Pour Wb, Elisa - Q8Br70

Numéro d'article: CM0024683

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant YIPF6 de souris (membre 6 de la famille YIP1). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Permet d'explorer la fonction des protéines membranaires du Golgi et les interactions de la famille YIP1.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Yipf6 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Remarques / Alias    | A430107J06Rik; Yipf6                                                                                                           |
| Espèce               | Souris                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)      | 286451                                                                                                                         |
| GeneID               | 77929                                                                                                                          |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 83 de Yipf6 de souris (NP_997516.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité croisée   | Souris, Rat                                                                                                                    |
| SWISS                | Q8BR70                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 26 kDa                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                   |