

Anticorps Polyclonal Anti-Yipf7 Pour Wb Et Elisa - Q8N8F6

Numéro d'article: CM0020363

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant YIPF7 humain (FinGER9, membre 7 de la famille YIP1). Convient au Western blot et à l'ELISA, avec une réactivité croisée chez le rat. Idéal pour les recherches sur le transport entre l'appareil de Golgi et le réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YIPF7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FinGER9 ; YIPF7
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	285525
GeneID	285525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 80 de YIPF7 humain (NP_872398.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q8N8F6
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Poche de glace