


Anticorps Polyclonal Anti-Ykl-40/Chi3L1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q61362

Numéro d'article: CM0028504



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la souris YKL-40/CHI3L1 (CHI3L1 ; BRP39 ; GP39). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain. Impliqué dans l'inflammation, le remodelage tissulaire et les réponses antimicrobiennes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YKL-40/CHI3L1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GP39 ; ASRT7 ; GP-39 ; YK-40 ; YKL40 ; CGP-39 ; YKL-40 ; YYL-40 ; HC-gp39 ; HCGP-3P ; hCGP-39
Espèce	Souris
GeneID (humain)	1116
GeneID	12654
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-389 de la souris YKL-40/CHI3L1 (NP_031721.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q61362
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace