

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ykl-40/Chi3L1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P36222

Numéro d'article: CM0003455



Introduction

mAb de lapin recombinant contre YKL-40/CHI3L1 pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Spécifique de la YKL-40 humaine, réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation, le remodelage tissulaire et les biomarqueurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre YKL-40/CHI3L1
Remarques / Alias	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCgp-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
Espèce	Humain
GeneID	1116 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 284 et 383 de la YKL-40/CHI3L1 humaine (NP_001267.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36222
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace