


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ykl-40/Chi3L1 Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q61362

Numéro d'article: CM0011075



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-YKL-40/CHI3L1 validé pour des échantillons de souris en WB, IP, IHC-P, ELISA. Cible la protéine 1 de type chitinase 3 (CHI3L1/BRP39), impliquée dans le remodelage tissulaire et l'inflammation de type Th2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YKL-40/CHI3L1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	Gp39; Brp39; Chil1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	1116
GeneID (Souris)	12654
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-389 de Chi3l1 de souris (NP_031721.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61362
Poids de la protéine	43 kDa/44 kDa
Expédition	Sac de glace