

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ykl-40/Chi3L1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36222

Numéro d'article: CM0030030



Introduction

YKL-40/CHI3L1 Rabbit pAb validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le CHI3L1 humain, murin, de rat, une lectine de 43 kDa impliquée dans l'inflammation et le remodelage tissulaire. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YKL-40/CHI3L1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GP39 ; ASRT7 ; GP-39 ; YK-40 ; YKL40 ; CGP-39 ; YKL-40 ; YYL-40 ; HC-gp39 ; HCGP-3P ; hCGP-39 ; YKL-40/CHI3L1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1116
GeneID	1116
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-383 de YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36222
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace