

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Yme1L1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ta2

Numéro d'article: CM0009890

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-YME1L1 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la YME1L1 humaine, une métalloprotéase à zinc dépendante de l'ATP qui régule la morphologie mitochondriale, le contrôle de qualité des protéines et l'adaptation au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YME1L1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	FTSH; MEG4; PAMP; OPA11; YME1L
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	10730
Identifiant de gène	10730
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 580-773 de la YME1L1 humaine (NP_647473.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96TA2
Poids de la protéine	86kDa
Expédition	Sachet de glace