

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Yme1L1 Pour Wb, Elisa - Q96Ta2

Numéro d'article: CM0016611

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre YME1L1 conçu pour WB et ELISA, reconnaissant YME1L1 humain, murin et de rat. Idéal pour l'étude de la protéostase et de la morphologie mitochondriales. Cet anticorps cible la région N-terminale de YME1L1 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YME1L1 pAb de lapin
Remarques/Alias	FTSH; MEG4; PAMP; OPA11; YME1L; YME1L1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10730
GeneID	10730
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de YME1L1 humain (NP_055078.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96TA2
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace