


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Yod1 (Wb, Elisa) - Q5Vvq6

Numéro d'article: CM0006289



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-YOD1 validé pour Western blotting (WB) et ELISA. Détecte la protéine YOD1 humaine, une déubiquitinase impliquée dans la voie ERAD et l'autophagie. Anticorps monoclonal d'origine lapine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YOD1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	DUBA8; OTUD2; PRO0907; YOD1
Espèce	Humaine
GeneID	55432
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 249-348 de la protéine YOD1 humaine (NP_061036.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q5VVQ6
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace