

Anticorps Polyclonal Anti-Ypel3 Pour Wb, Elisa - P61236

Numéro d'article: CM0024345

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'YPEL3 humain, validé en Western blot et ELISA, réactif avec la souris et le rat. Idéal pour les études d'apoptose et de prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	YPEL3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	YPEL3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	83719
ID du gène	83719
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-119 de l'YPEL3 humain (NP_001138996.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P61236
Poids moléculaire protéique	14 kDa
Expédition	Sac de glace