


Anticorps Polyclonal Anti-Ypel5 Pour Wb, Elisa - P62699

Numéro d'article: CM0013651



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-YPEL5 validé pour WB et ELISA, réactif avec Humain, Souris, Rat. Cible yippee-like 5, un composant de l'E3 ligase CTLH impliqué dans la prolifération cellulaire. Poids moléculaire : 14 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YPEL5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CGI-127 ; YPEL5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51646
GeneID	51646
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62699
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace