

Anticorps Monoclonal Anti-Ythdc1 (Validé Ko) Pour Wb - E9Q5K9

Numéro d'article: CM0004070

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KO dirigé contre la protéine Ythdc1 de souris (E9Q5K9), pour les applications de Western blot et ELISA. Immunogène protéique recombinant, 85 kDa. Réagit de manière croisée avec la protéine YTHDC1 humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] Ythdc1 mAb de lapin
Remarques / Alias	mKIAA1966; A730098D12Rik; Ythdc1 de souris
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	91746
ID du gène	231386
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 597 à 736 de la protéine Ythdc1 de souris (NP_808348.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	E9Q5K9
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac isotherme