


Anticorps Polyclonal Anti-Ythdc1 Pour Wb Et Elisa - Q96Mu7

Numéro d'article: CM0029631



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre YTHDC1 humain, validé pour WB et ELISA, réactif croisé avec la souris et le rat. Cible la protéine lectrice de N6-méthyladénosine impliquée dans l'épissage alternatif et le métabolisme de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YTHDC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	YT521; YT521-B; YTHDC1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	91746
ID de gène	91746
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96MU7
Poids moléculaire	85kDa
Expédition	Sac de glace