

Anticorps Polyclonal Anti-Ythdf1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Byj9

Numéro d'article: CM0015978



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-YTHDF1 détecte le YTHDF1 humain, souris et rat. Validé pour Western blot, IF/ICC, IP et ELISA. Utile pour la recherche sur la modification de l'ARN m6A, le métabolisme de l'ARNm et l'épitranscriptomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YTHDF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DF1; C20orf21; YTHDF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54915
GeneID	54915
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 du YTHDF1 humain (NP_060268.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYJ9
Poids moléculaire	61kDa
Expédition	Sac de glace