

Anticorps Polyclonal Anti-Ythdf1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byj9

Numéro d'article: CM0021903



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre YTHDF1, reconnaissant les protéines humaines, murines et de rat. Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA, avec un poids moléculaire prédit de 61 kDa. Idéal pour la recherche sur la modification de l'ARN m6A et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	YTHDF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DF1; C20orf21; YTHDF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54915
GeneID	54915
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 280-390 de YTHDF1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYJ9
Poids protéique	61kDa
Expédition	Sac de glace