

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ythdf1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Byj9

Numéro d'article: CM0006467



Introduction

mAc Lapin YTHDF1 pour WB, IP, ELISA – reconnaît spécifiquement les ARNm modifiés par m6A, régulant leur stabilité et leur traduction. Validé sur humain, souris, rat. Idéal pour la recherche en épitranscriptomique, cancérologie et neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc Lapin YTHDF1
Remarques/Alias	YTHDF1; C20orf21; protéine de la famille contenant le domaine YTH 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54915
GeneID	54915
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240aa de YTHDF1 humain (NP_060268.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYJ9
Poids moléculaire	20kDa/60kDa
Expédition	Sac de glace