

Anticorps Monoclonal Anti-Ythdf2 (Validé Ko) Pour Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q9Y5A9

Numéro d'article: CM0010065



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO dirigé contre YTHDF2, une protéine lectrice de m6A. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Adapté pour WB, IP, IF/ICC, ELISA. Idéal pour l'étude du métabolisme de l'ARN, de l'épitranscriptomique et des infections virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] YTHDF2 Lapin mAb
Remarques / Alias	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51441
GeneID	51441
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 339 à 565 de la YTHDF2 humaine (NP_057342.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5A9
Poids de la protéine	62 kDa/57 kDa
Expédition	Sachet de glace