

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ythdf2 Pour Wb, Ihc, If - Q9Y5A9

Numéro d'article: CM0021246



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre YTHDF2, une protéine lectrice de m6A. Validé pour WB, IHC, IF et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en épitranscriptomique et biologie de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YTHDF2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2; YTHDF2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	51441
GenelD	51441
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de la protéine YTHDF2 humaine (NP_057342.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5A9
Poids protéique	62 kDa
Expédition	Sac de glace