

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ythdf3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z739

Numéro d'article: CM0027486



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre YTHDF3, un lecteur m6A régulant la stabilité des ARNm. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche en épitranscriptomique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | YTHDF3 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Remarques/Alias             | DF3; YTHDF3                                                                                                                  |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)             | 253943                                                                                                                       |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-275 de YTHDF3 humain (NP_689971.4). |
| Source                      | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                        |
| Application                 | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                 |
| Réactivité Croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS                       | Q7Z739                                                                                                                       |
| Poids Moléculaire Protéique | 64kDa                                                                                                                        |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                 |