

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Yucca1 Pour Wb Et Elisa - Q9Szy8

Numéro d'article: CM0018921

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-YUCCA1 détecte la protéine YUCCA1 d'Arabidopsis thaliana (~46 kDa) par WB et ELISA. YUCCA1 est une monooxygénase contenant de la flavine, impliquée dans la biosynthèse de l'auxine et le développement des plantes. Idéal pour la recherche végétale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YUCCA1 pAb de lapin
Remarques/Alias	L23H3.20; L23H3_20; YUC; YUCCA; YUCCA 1; YUCCA1
Espèce	Arabidopsis thaliana
GeneID	829389
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 71-221 de YUCCA1 d'Arabidopsis thaliana (NP_194980.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9SZY8
Poids moléculaire	46 kDa
Expédition	Sac de glace