


Anticorps Polyclonal Anti-Ywhah Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q04917

Numéro d'article: CM0030208



Introduction

YWHAH Rabbit pAb détecte la 14-3-3 eta (28 kDa) par WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études de signalisation cérébrale et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	YWHAH Rabbit pAb
Remarques/Alias	YWHA1; YWHAH
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7533
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-246 de YWHAH humain (NP_003396.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04917
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace