


Anti-Ywhaz (14-3-3 Zêta/Delta) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P63104

Numéro d'article: CM0030341



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'humain YWHAZ (14-3-3 zêta/delta). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les voies de signalisation et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YWHAZ pAb de Lapin
Remarques/Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHAZ
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7534
GeneID	7534
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 146-245 de l'humain YWHAZ (NP_003397.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63104
Poids moléculaire de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace