

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Yy1 Pour Wb, If/Icc, Elisa, Chip - P25490

Numéro d'article: CM0002403



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'humain YY1 (P25490) est validé pour le WB, l'IF/ICC, l'ELISA et le ChIP. Il présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la régulation transcriptionnelle et la remodelage de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-YY1
Remarques/Alias	DELTA ; NF-E1 ; UCRBP ; GADEV5 ; INO80S ; YIN-YANG-1 ; YY1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7528
GeneID	7528
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 200-300 de l'humain YY1 (P25490).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25490
Poids protéique	45 kDa
Expédition	Sac de glace