

Anticorps Polyclonal Anti-Yy2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15391

Numéro d'article: CM0023874

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre YY2 (ZNF631), validé pour WB, IF/ICC et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YY2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ZNF631 ; YY2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	404281
GeneID	404281
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de l'YY2 humain (NP_996806.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15391
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace