


Anticorps Polyclonal Anti-Zap70 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P43403

Numéro d'article: CM0019750



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine ZAP70 (immunogène : aa 1-300). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la signalisation des lymphocytes T et l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZAP70 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7535
GeneID	7535
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la ZAP70 humaine (NP_001070.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43403
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace