


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Zap70 Pour Wb, Elisa - P43403

Numéro d'article: CM0009585



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-ZAP70 (70 kDa). Validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation des lymphocytes T, le développement des lymphocytes et l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ZAP70 Rabbit mAb
Remarques / Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7535
GeneID	7535
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 520-619 de la protéine ZAP70 humaine (NP_001070.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P43403
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace