


Anticorps Polyclonal Anti-Zbed1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 096006

Numéro d'article: CM0029032



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le ZBED1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Convient pour la recherche sur la transcription et la prolifération cellulaire ; détecte le ZBED1 endogène à 78 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZBED1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ALTE; DREF; TRAMP; hDREF; ZBED1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9189
GeneID	9189
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du ZBED1 humain (NP_001164607.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	096006
Poids moléculaire	78kDa
Expédition	Sac de glace