

Anticorps Polyclonal Anti-Zbp1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Qy24

Numéro d'article: CM0026603



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine ZBP1 (DAI/DLM-1) de souris pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA. Reconnaît la protéine 1 de liaison à l'ADN-Z, un capteur immunitaire inné clé déclenchant la PANoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZBP1 pAb de lapin
Remarques/Alias	Dai; Dlm1; mZaDLM; 2010010H03Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	81030
GeneID	58203
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de la ZBP1 de souris (NP_067369.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QY24
Poids de la protéine	44 kDa/21 kDa
Expédition	Sac de glace