

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Zbp1 Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H171

Numéro d'article: CM0007739



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la protéine ZBP1 (DAI/DLM-1) humaine, validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Il détecte la protéine de liaison à l'ADN/ARN Z de 46 kDa, un capteur immunitaire inné clé de l'ARN Z viral déclenchant la PANoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZBP1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	DAI; DLM1; DLM-1; C20orf183
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	81030
GeneID	81030
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 de la protéine ZBP1 humaine (NP_110403.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H171
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace