

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zbp1 Pour Wb, Elisa - Q9H171

Numéro d'article: CM0014782



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre ZBP1 (DAI/DLM-1), validé pour Western blot et ELISA, réactif sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'immunité innée et des voies de la PANoptose. - Q9H171

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | ZBP1 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Remarques / Alias            | DAI; DLM1; DLM-1; C20orf183; ZBP1                                                                                          |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                     |
| Identifiant de gène (Humain) | 81030                                                                                                                      |
| Identifiant de gène          | 81030                                                                                                                      |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 de ZBP1 humain (NP_110403.2). |
| Source                       | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                      |
| Application                  | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris, Rat                                                                                                        |
| SWISS                        | Q9H171                                                                                                                     |
| Poids de la protéine         | 46 kDa                                                                                                                     |
| Expédition                   | Sachet réfrigérant                                                                                                         |