


Anticorps Polyclonal Anti-Zbtb17 Pour Wb Et Elisa - Q13105

Numéro d'article: CM0014625



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZBTB17 (MIZ-1), un facteur de transcription impliqué dans le développement des lymphocytes et la régulation du cycle cellulaire. Validé pour WB et ELISA, réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZBTB17 Lapin pAb
Remarques/Alias	MIZ-1; ZNF60; ZNF151; pHZ-67; ZBTB17
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7709
ID de Gène	7709
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 121-360 de ZBTB17 humain (NP_003434.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13105
Poids Protéique	88kDa
Expédition	Sac de glace