


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zbtb17 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13105

Numéro d'article: CM0026849



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZBTB17 (MIZ-1), un facteur de transcription essentiel pour le développement lymphocytaire et la régulation du cycle cellulaire. Validé pour WB, IHC-P et ELISA, il réagit avec l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZBTB17 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MIZ-1; ZNF60; ZNF151; pHZ-67; ZBTB17
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7709
GeneID	7709
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 121-360 de la protéine ZBTB17 humaine (NP_003434.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13105
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace